

# RESSUSCITADOR COM MÁSCARA



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- O desenho anatómico das máscaras permite um melhor conforto na cara do paciente.
- A válvula pode rodar 360º, permitindo assim ao utilizador usar ambas as mãos.
- Não autoclavável, sintético, desinfectável por líquidos.
- Todos os modelos vêm com, válvula Popoff, máscara, reservatório de oxigénio.
- Fabricado com materiais resistentes.
- Reutilizável.
- Auto-expansível, independentemente da temperatura que é utilizado.
- A válvula de admissão encontra-se integrada com a válvula do reservatório de oxigénio, não necessitando de qualquer acessório.
- Este ressuscitador foi concebido para obter um grau superior de aderência durante a sua utilização.
- O desenho anatómico das máscaras permite um melhor conforto na cara do paciente.
- Totalmente desmontável, facilitando o seu armazenamento e a limpeza de todos os componentes.
- A válvula pode rodar 360º, permitindo assim ao utilizador usar ambas as mãos.
- Ligação para ventilação.
- Embalagem individual, com instruções de uso.
-

Todos os modelos vêm com bolsa, válvula com Pop-off, máscara, reservatório de oxigénio e tubo de oxigénio estriado com 2 metros.

- Válvula Peep, disponível como opção.
- Todos os acessórios podem ser adquiridos separadamente, excepto das bolsas de ressuscitação (Silicone / Sintético).
- Apresentamos dois modelos:
  - Autoclavável, silicone.
  - Não autoclavável, sintético, desinfectável por líquidos.

Código	Descrição	Unidade de venda
39011000	RESSUSCITADOR SILICONE PEDIÁTRICO 550 ml > 6-30KG COM MÁSCARA Nº2 E 3	CX. 1
39011035	RESSUSCITADOR SILICONE PEDIÁTRICO 550ML > 6 A 30 KG COM MÁSCARA Nº2 E 3 E BALÃO 0,6 L	CX. 1
39011016	RESSUSCITADOR SILICONE NEO-NATAL 280 ML < 6 KG COM MÁSCARA Nº0 E 1	CX. 1
39011039	RESSUSCITADOR DESCARTÁVEL ADULTO 1700 ML >30 KG COM MÁSCARA Nº4 E 5 E BALÃO 2,5 L	CX. 1
39011004	RESSUSCITADOR SILICONE ADULTO 1700 ML >30 KG COM MÁSCARA Nº4 E 5	CX. 1
39011034	RESSUSCITADOR SILICONE ADULTO 1700 ML >30 KG COM MÁSCARA Nº4 E 5 E BALÃO 2,5 L	CX. 1
39011001	RESSUSCITADOR SILICONE ADULTO	CX. 1