

# TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Indicados para a gestão da ventilação através da intubação nasal ou oral da traqueia.
- Alta resolução com linha radiopaca.
- Garante identificação fácil e precisa da posição do tubo e localização durante raio-X.
- Com extremidade suave e orifício atraumático na ponta do tubo. A ponta é arredondada para reduzir o trauma do paciente durante a intubação e ao mesmo tempo minimizando o risco de oclusão.
- Resistente à torção e dobragem. Garante a integridade do tubo para a segurança do paciente, ao mesmo tempo, permite o amolecimento à temperatura do corpo para se ajustar ao aparelho respiratório do paciente.
- Para uma melhor intubação, possuem marcas de profundidade em centímetros que indicam a distância da extremidade distal.
- Sem cuff, estéril, uso único, com conector universal.
- Tubo endotraqueal sem Cuff (balão), em PVC (termosensível) isento de latex, descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal.
- Produto acondicionado em embalagens individuais tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno.

Código	Descrição	Unidade de venda
09011055	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 3,5	CX. 10
09011060	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 4	CX. 10
09011086	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 3	CX. 10
09011061	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 7	CX. 10
09011062	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 7,5	CX. 10