

# TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Tubo endotraqueal aramado transparente, radiopaco, linha graduada em negrito para demarcar local de inserção.
- Conector de 15 mm removível para passagem através da máscara laríngea.
- Extremidade em silicone e barra estabilizadora para impedir a remoção do tubo através da máscara.
- Com cuff.

Código	Descrição	Unidade de venda
09158002	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF Nº7	CX. 10
09158003	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF Nº7,5	CX. 10
09158004	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF Nº8	CX. 10