

CATETER IV COM ALETA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Cateter intravenoso convencional.
- Com aletas de fixação.
- Cânula em poliuretano, isento de Látex e PVC.
- Filtro Hidrófobo.
- Câmara de visualização transparente.
- Uso único.
- Esterilizado em óxido de etileno.

Código	Descrição	Unidade de venda
09001011	CATÉTER IV COM ALETA 14G/2'' (2,2X50 MM)	CX. 50
09001021	CATÉTER IV COM ALETA 18GX1/4 V.DORSAL	CX. 50
09001022	CATÉTER IV COM ALETA 20G/1 1/4'' (1,1x 32 MM)	CX. 50
09001023	CATÉTER IV COM ALETA 22G/1'' (0,9x25 MM)	CX. 50
09001024	CATÉTER IV COM ALETA 24G/3/4'' (0,7x19 MM)	CX. 50
09001027	CATÉTER IV COM ALETA 18GX3/4	CX. 50
09001029	CATÉTER IV COM ALETA 16G/2'' (1,7X50 MM)	CX. 50

FACTORMED
Produtos Médicos & Hospitalares