

CATETER IV SEM ALETA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Cateter intravenoso convencional.
- Sem aletas de fixação.
- Cânula em poliuretano, isento de Látex e PVC.
- Filtro Hidrófobo.
- Câmara de visualização transparente.
- Uso único.
- Esterilizado em óxido de etileno.

Código	Descrição	Unidade de venda
09001014	CATÉTER IV SEM ALETA 14G/2" (2,2X50 MM)	CX.100
09001015	CATÉTER IV SEM ALETA 16G/2" (1,7X50 MM)	CX.100
09001016	CATÉTER IV SEM ALETA 18G/2" (1,3X45 MM)	CX.100
09001017	CATÉTER IV SEM ALETA 20G/1 1/4" (1,1X32 MM)	CX.100
09001018	CATÉTER IV SEM ALETA 22G/1" (0,9X25 MM)	CX.100
09001020	CATÉTER IV SEM ALETA 24GX3/4" (0,7X19 MM)	CX.100
09001025	CATÉTER IV SEM ALETA 20GX1 1/4" (1,1X32 MM)	CX.100

09001049	CATÉTER IV SEM ALETA 18GX1 3/4" (1,3X45 MM)	CX.100
----------	---	--------

09001038	CATÉTER IV SEM ALETA 22GX1" (0,9X25 MM)	CX.100
----------	---	--------
