

TUBO NASOFARINGEOS PVC ESTÉREIS



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Fornece uma óptima sensação e menor risco de prejuízo para o paciente.
- Descartáveis para evitar a infecção e contaminação cruzada.
- É um complemento das vias aéreas simples e eficaz projetado para fácil inserção e de elevada compliance do paciente.
- Tem um conector integrado concebido para evitar que o tubo de viajar para baixo da passagem nasal e remove a necessidade de utilizar um pino de segurança eliminando o risco de ferimento do paciente ou médico.
- A abertura alargada impede o tubo nasofaríngeo de fisicamente viajar para baixo da passagem nasal, mas também permite um posicionamento confortável, sem obstruir a outra narina.
- O tamanho do tubo está claramente marcado no dispositivo permitindo aos profissionais facilmente identificar e escolher o NasoClear correcto para o paciente.
- Fornece confirmação visual antes da inserção de que não há bloqueios.
- Reduzido risco de reação do paciente, é feito de PVC de qualidade médica.
- Ideal quando a passagem oral não está acessível. Ele também permite a aspiração nasotraqueal.
- E melhor tolerada pelos pacientes acordados do que vias aéreas da orofaringe.
- Redução do risco de lesões durante intubações, a ponta chanfrada arredondada reduz o trauma da

mucosa da parede e orienta as vias aéreas ao longo do chão da passagem nasal.

- Fornece uma ótima sensação e menor risco de prejuízo para o paciente.
- Descartáveis para evitar a infecção e contaminação cruzada.

Código	Descrição	Unidade de venda
39158002	TUBO NASOFARINGEO PVC ESTÉRIL 5.0 MM	CX. 10
39158003	TUBO NASOFARINGEO PVC ESTÉRIL 6.0 MM	CX. 10
39158004	TUBO NASOFARINGEO PVC ESTÉRIL 6.5 MM	CX. 10
39158005	TUBO NASOFARINGEO PVC ESTÉRIL 7.0 MM	CX. 10
39158006	TUBO NASOFARINGEO PVC ESTÉRIL 7.5 MM	CX. 10
39158007	TUBO NASOFARINGEO PVC ESTÉRIL 8.0 MM	CX. 10
39158008	TUBO NASOFARINGEO PVC ESTÉRIL 8.5 MM	CX. 10
39158009	TUBO NASOFARINGEO PVC ESTÉRIL 9.0 MM	CX. 10