

TUBO NASOFARINGEOS SEM LATEX

AJUSTÁVEIS ESTÉREIS



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Tubos ajustáveis.
- Extremidade suave e elástica.
- Estéril e descartável.
- Isento de latex.
- Disponíveis em diferentes tamanhos.

Código	Descrição	Unidade de venda
39158000	TUBO NASOFARINGEO SEM LATEX AJUSTÁVEL ESTÉRIL 6.0 MM (CH-26)	CX. 10
39158001	TUBO NASOFARINGEO SEM LATEX AJUSTÁVEL ESTÉRIL 6.5 MM (CH-28)	CX. 10