

MÁSCARA LARINGEA EM SILICONE IRRECUPERAVEL



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- A máscara laringea de silicone irrecuperável.
- A braçadeira de múltipla da máscara se adapta ao contorno da zona da orofaringe para proporcionar uma vedação segura.
- Silicone de grau médico.
- Resistente à pressão - a espessura da parede do tubo principal reduz o risco de esmagamento.
- Código de cores no Balão - facilidade de identificação de tamanhos por cores codificadas nos balões -piloto.
- Com selo seguro para a gestão das vias aereas - material de silicone altamente elástico permite que o cuff se adapte ao contorno da área orofaríngea.

Código	Descrição	Unidade de venda
39158010	MÁSCARA LARINGEA EM SILICONE IRRECUPERAVEL Nº 1	CX. 1
39158011	MÁSCARA LARINGEA EM SILICONE IRRECUPERAVEL Nº 2	CX. 1
39158012	MÁSCARA LARINGEA EM SILICONE IRRECUPERAVEL Nº 3	CX. 1

