

MÁSCARA LARÍNGEA I-GEL



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Utilização única.
- Cria uma vedação anatómica, não insuflável, das estruturas faríngea, laríngea e perilaríngea, evitando ao mesmo tempo o traumatismo de compressão.
- Com elastómero termoplástico de classe médica, que em contato com o calor do corpo, aumenta de volume fazendo o selo entre a máscara e o hipofarínge.
- Disponível em três tamanhos para adulto, com "estojo" de poliprolileno com código de cor.

| Código | Descrição | Unidade de venda |
|----------|---|------------------|
| 39100005 | MÁSCARA LARÍNGEA I-GEL N°3 AMARELO (30-60 KG) | CX. 10 |
| 39100006 | MÁSCARA LARÍNGEA I-GEL N°4 VERDE (50-90 KG) | CX. 10 |
| 39100007 | MÁSCARA LARÍNGEA I-GEL N°5 LARANJA (+90 KG) | CX. 10 |