

RESSUSCITADOR B-BAG



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Com estrutura dupla que permite a pressão da passagem de ar do paciente com as pontas dos dedos, mostrando oportunamente qualquer possibilidade de picos de pressão que são limitados pela estrutura dupla.
- Todas as ligações estão conforme as especificações ISO.
- O reanimador / ressuscitador é suficientemente leve para se segurar e usar durante longos períodos de tempo sem provocar cansaço.
- Em caso de necessidade a válvula do paciente pode ser ligada ao reanimador por um tubo corrugado.
- Contém latex.
- Disponível nas seguintes versões:

-Adulto: para pacientes com mais de 30 kg

-Neonatal: para paciente com menos de 7 kg

39080026

RESSUSCITADOR B-BAG ADULTO >30 KG COM MÁSCARA Nº 5
SACO DUPLO

CX. 1

39080027

FACTORMED
Produtos Médicos & Hospitalares