

COLAR CERVICAL



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Moldável. Confortável. Anti-alérgico. Lavável.
- Imobilização cervical semi-rígida.
- Espuma suave com cobertura em 88% algodão e 12% poliuretano.
- Anti-alérgico. Lavável. Ajustável com fecho em velcro.
- O seu formato anatómico permite um ajuste perfeito na coluna vertebral.
- Para mialgias da zona cervical.
- Rígido “Schanz”.
- Imobilização cervical rígida.
- Fabricado em polietileno ventilado para a circulação de ar.
- Rebordo acolchoado para o queixo.
- Ajustável com fecho em velcro.
- A sua forma anatómica permite um melhor suporte terapêutico, com menos incómodo para o utilizador.
- Sistema de fecho seguro.
- Para traumas de entorses e mialgias da zona cervical.

| Código | Descrição | Unidade de venda |
|----------|--|------------------|
| 39080003 | COLAR CERVICAL XS (FITA VERDE) | CX. 1 |
| 39080004 | COLAR CERVICAL M (FITA LARANJA) | CX. 1 |
| 39080005 | COLAR CERVICAL L (FITA AZUL) | CX. 1 |
| 39080012 | COLAR CERVICAL XL (FITA AZUL ESCURA) STOUT | CX. 1 |
| 39080016 | COLAR CERVICAL (ALTURA REGULÁVEL 4 POSIÇÕES) | CX. 1 |
| 39080000 | COLAR CERVICAL S (FITA AMARELA) | CX. 1 |