

## COLAR CERVICAL



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Moldável. Confortável. Anti-alérgico. Lavável.
- Imobilização cervical semi-rígida.
- Espuma suave com cobertura em 88% algodão e 12% poliuretano.
- Anti-alérgico. Lavável. Ajustável com fecho em velcro.
- O seu formato anatómico permite um ajuste perfeito na coluna vertebral.
- Para mialgias da zona cervical.
- Rígido “Schanz”.
- Imobilização cervical rígida.
- Fabricado em polietileno ventilado para a circulação de ar.
- Rebordo acolchoado para o queixo.
- Ajustável com fecho em velcro.
- A sua forma anatómica permite um melhor suporte terapêutico, com menos incómodo para o utilizador.
- Sistema de fecho seguro.
- Para traumas de entorses e mialgias da zona cervical.

Código	Descrição	Unidade de venda
39080003	COLAR CERVICAL XS (FITA VERDE)	CX. 1
39080004	COLAR CERVICAL M (FITA LARANJA)	CX. 1
39080005	COLAR CERVICAL L (FITA AZUL)	CX. 1
39080012	COLAR CERVICAL XL (FITA AZUL ESCURA) STOUT	CX. 1
39080016	COLAR CERVICAL (ALTURA REGULÁVEL 4 POSIÇÕES)	CX. 1
39080000	COLAR CERVICAL S (FITA AMARELA)	CX. 1