

MÁSCARA NEBULIZADORA COM COPO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Máscara de aerossol com um copo nebulizador de 6 ml de capacidade e tubo, para a terapia de oxigênio combinado com medicamento e humidificação.
- Uso único.
- Sem latex.
- Disponível para criança e adulto.

Código	Descrição	Unidade de venda
39279002	MÁSCARA OXIGÉNIO ADULTO COM COPO NEBULIZADOR 6 ML	CX.100
39279003	MÁSCARA OXIGÉNIO PEDIATRICA COM COPO NEBULIZADOR 6 ML	CX.100