

# MANTA ISOTÉRMICA EMERGÊNCIA



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Manta leve, isolante, impermeável, à prova de vento e isotérmica mas também resistente.
- O alumínio e o reforço interno lhe conferem características contra o vento e a água.
- Protege do frio, retendo o calor do corpo para evitar hipotermia, e reflecte o calor do corpo.
- A manta pode ser utilizada em temperaturas extremas.
- Em camadas reforçadas de polietileno, aluminizado forte, os cantos têm a reforçar aneis e as bordas são costuradas.

Código	Descrição	Unidade de venda
39080002	MANTA ISOTÉRMICA EMERGÊNCIA	CX. 1