

ABRE BOCAS HELICOIDAL



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Material de plástico projetado para separar as mandíbulas em casos de trauma associadas a crises epilépticas.
- A alça permite manuseio correto.
- Comprimento 150 mm.
- Oferece segurança em respirar pacientes com convulsões.
- Caracteriza-se por uma ranhura profunda para acomodar os dentes.
- Sistema abre bocas materiais semi rígidos, mas maleáveis para evitar danos em casos de epilepsia e reanimação, etc.
- Também pode ser usado diretamente como um mordedor.

Código	Descrição	Unidade de venda
39016012	ABRE BOCAS HELICOIDAL	CX. 1