

Balança Pediátrica Electrónica

seca 354



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- O tabuleiro pode ser retirado para a transformação numa balança de chão pediátrica.
- A forma arredondada e suave do tabuleiro transmite ao bebé a sensação de segurança.
- Com função de medição da quantidade de leite materno ingerida pelo bebé.
- Capacidade: 50kg.
- Graduação: 20g < 20kg > 50g.

Código	Descrição	Unidade de venda
20005012	BALANÇA PEDIÁTRICA ELECTRÓNICA SECA (354)	UN