

MACA VÁCUO COQUILLE



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Vinil poliéster revestido sobre o centro do pano para o transporte.
- Equipado com cintos e alças.
- Translúcido de raios-X, equipada com saco de transporte à prova de água e bomba pequena.
- Disponível para crianças e adultos.

Código	Descrição	Unidade de venda
39080014	MACA VÁCUO ADULTO COQUILLE	CX. 1
39080010	MACA VÁCUO PEDIÁTRICA COQUILLE	CX. 1