

SISTEMA DE RETENÇÃO DE CRIANÇAS PARA MACA DE AMBULÂNCIA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Faixa de peso 5 kg - 45 kg.
- Universalmente compatível com qualquer maca.
- Codificação de cores inteligente para facilitar a seleção de 3 tamanhos
- Lavável na máquina.
- Cinto de liberação rápida para a intervenção médica.
- Tecido respirável maximiza o fluxo de ar e atende aos padrões de controle de infecção.
- Permite rápida transição de sentado para apartamento em uma emergência ou para a posição de recuperação.
- Acolchoado para o conforto do paciente e redução do risco de úlceras de pressão durante as transferências de longas.
- Pode ser usado com encosto maca em posição elevada.
- Saco de armazenamento compacto.

Código

Descrição

Unidade de venda

39016033

SISTEMA DE RETENÇÃO DE CRIANÇAS PARA MACA DE
AMBULÂNCIA

CX. 1
