

# MANEQUIM NEONATAL PARA TREINO SUPORTE BÁSICO DE VIDA



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Reproduções fiéis das características anatómicas naturais e de peso, que podem ser conseguidas ao encher o manequim com água.
- A simulação da expansão torácica é realística, assim como, a compressão cardíaca conseguida com um tórax semi-rígido.
- Graças à avançada almofada eléctrica para avisos visíveis, permite verificar que o procedimento de reanimação está correcto relativamente à ventilação dos pulmões, super compressão do tórax, posição exacta dos dedos no esterno e massagem cardíaca.
- É fornecido com um saco de viagem plástico conveniente, que pode também ser utilizado como um colchão durante o treino.

Código	Descrição	Unidade de venda
39080023	MANEQUIM SBV NEONATAL	CX. 1