

Doppler Fetal Portátil Digital



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Fornecido com sonda de 3 Mhz de amplitude, resistente à água, para diagnóstico desde o início da gravidez até ao parto.
- Permite realizar partos em água, devido à impermeabilidade da sonda.
- Amplitude de feixe larga para detecção fácil dos batimentos cardíacos.

Código	Descrição	Unidade de venda
26125000	DOPPLER FETAL PORTÁTIL DIGITAL L250R COM SONDA de 3 MHz	UN