

## CONJUNTO CINTOS DE MACA



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Fivela de abertura rápida leve, segura e intuitiva de longa duração.
- Os componentes da fivela asseguram maiores características mecânicas e químicas
- Grande resistência técnica.
- Rigidez otimizada.
- Estabilidade dimensional otimizada em situações de calor.
- Máxima resistência também a temperaturas abaixo de zero.
- Boa resistência ao fogo.
- Boa resistência ao óleo, gordura e solventes.
- Largura: 65 mm
- Peso: 50 g
- Limite de peso da carga: 50 kg
- Conjunto de três cintos com bolsa de transporte.

Código	Descrição	Unidade de venda
39080028	CONJUNTO CINTOS DE MACA	CX. 3