

# PLACA / PLANO DE REANIMAÇÃO



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Placa de reanimação concebida para otimizar as manobras de RCP.
- A sua forma anatómica permite um posicionamento correcto do paciente, mantendo as vias de ar abertas e ao mesmo tempo fazendo com que a massagem cardíaca externa seja mais efectiva.
- A superfície superior está estruturada de forma a reduzir o risco de escorregamento e suportar as vértebras.
- A superfície inferior está feita para estabilizar a tábua durante a ressuscitação.
- As pegas tornam-na extremamente fácil de manipular e de transportar, tornando mais fáceis operações como as de ancoradouro e transferência de pacientes.
- É leve e resistente à compressão, porque é feito de polietileno de grande densidade, concha dupla com orifícios.
- Fácil de usar e é realmente cómodo para treinar técnicos de primeiros socorros em RCP.
- É indispensável em macas de ambulância durante o transporte de pacientes críticos e em todas as enfermarias hospitalares, para fazer RCP.
- A sua estrutura monolítica permite uma rápida desinfeção.
- Dimensões: 415 x 70 x h605 mm
- Peso: 1,5 kg

Código	Descrição	Unidade de venda
39080009	PLACA DE REANIMAÇÃO 415 x 90 x H605MM (AMARELA)	CX. 1