

# PLANO RÍGIDO LONGO



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Plano longo que reduz a possibilidade de contaminação durante o transporte do paciente.
- Polietileno de alta densidade completamente reciclável, moldado numa única peça.
- Com características de rigidez e leveza.
- Resistência para deformações e corrosão.
- Totalmente impermeável.
- Não absorve líquidos.
- Imune a infiltrações.
- Fácil limpar (água e sabão são suficientes).
- Completamente rádio-compatível (o paciente pode ser removido até mesmo da maca depois da Radiografia ou TAC).

Código	Descrição	Unidade de venda
39080006	PLANO RÍGIDO LONGO	CX. 1