

IMOBILIZADOR DE CABEÇA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- O imobilizador de cabeça assegura uma imobilização óptima da cabeça de pacientes lesionados.
- Quando utilizado em conjunto com uma maca de imobilização de coluna e com o colar cervical rígido, permite o transporte de um paciente em estado crítico durante viagens longas ou em trajectos acidentados.
- Oferece apoio à caixa craniana, evitando tanto quanto o possível uma maior compressão do crânio e completando a imobilização da coluna vertebral através do colar cervical.
- Constituído por dois mono blocos, feitos em material plástico macio e tendo uma base com cintos integrados adaptáveis a vários tipos de macas.
- As duas conchas encontram-se posicionadas numa base especial através de um sistema de fixação muito resistente em Velcro, que pode ser fixado em qualquer tipo de maca rígida através dos cintos fornecidos ou utilizando o sistema Velcro. Ambas as conchas possuem orifícios feitos propositadamente para permitir a inspecção dos pavilhões auriculares, podendo verificar-se a ocorrência de alguma perda de sangue ou fluidos, para além de permitindo aos operadores do salvamento comunicar com o paciente.
- A base permite a fixação de dois blocos únicos para pacientes adultos ou pediátricos, devido à almofada adicional que pode ser retirada.
- O material utilizado na produção dos blocos é impermeável, de longa duração, prevenindo a absorção de

fluidos orgânicos (sangue, vômito, muco).

- Não pode ser danificado por substâncias químicas ou solventes, nem alterado por agentes físicos e mantém-se macio mesmo quando exposto a variações de temperatura.
- É facilmente lavável e é rádio-transparente.

Código	Descrição	Unidade de venda
39080007	IMOBILIZADOR DE CABEÇA	CX. 1