

# ASKINA TRANSORBENT PENSO HIDROCELULAR



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Regula o nível de humidade da ferida.
- Não adere ao leito da ferida.
- Não macera a pele e não deixa resíduo.
- Boa capacidade de absorção.
- Alta capacidade de manter meio húmido ideal para cicatrização.
- Protege das terminações nervosas e proeminências ósseas.
- Pode dispensar a utilização de cobertura secundária.
- Troca do curativo é atraumática.
- Impermeável a bactérias e líquidos e permeável a troca gasosa.
- Recomendado para feridas com perda de tecido total ou parcial, de grau I – IV, não infectadas, com exudato moderado. Desde Úlceras por pressão, Úlceras venosas e arteriais a Úlceras de pé diabético.
- Pensó estéril, hidrocélular, semi-permeável e multilaminar, composto por uma camada externa de filme de poliéster/poliuretano, espuma de poliéster/poliuretano contendo hidrogel, tecido de poliéster e poliacrilato e camada adesiva hipoalergénica de acrílico.

- Impermeável à água e bactérias porém permeável às trocas gasosas.

Código	Descrição	Unidade de venda
01001000	ASKINA TRANSORBENT 10X10CM	CX. 5
01001005	ASKINA TRANSORBENT 5X7CM	CX. 10
0072790V	ASKINA TRANSORBENT 15X15CM	CX. 5
0072791W	ASKINA TRANSORBENT 20X20CM	CX. 5
0072710C	ASKINA TRANSORBENT BORDER 14X14CM	CX. 5
0072715D	ASKINA TRANSORBENT BORDER 17X17CM	CX. 5
0072720E	ASKINA TRANSORBENT BORDER 24X24 CM	CX. 5
0072705B	ASKINA TRANSORBENT BORDER 9X14CM	CX. 5
0072792X	ASKINA TRANSORBENT SACRUM 18X20CM	CX. 5