

ASKINA BIOFILM TRANSPARENTE



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Askina Biofilm Transparent é um curativo hidrocolóide fino, estéril e transparente para o tratamento de feridas húmidas, possui capacidade para absorver exsudado residual.
- Composto por carboximetilcelulose sódica, copolímero de alto peso molecular e suporte de poliuretano.
- Formulação única, absorve exsudado residual.
- Design fino, permite adaptação aos contornos do corpo.
- Transparente, permite o controlo visual da ferida.
- Fácil de aplicar.
- Permanece no local durante o banho.
- Askina Biofilm Transparent é recomendado para gestão de feridas superficiais crónicas (úlceras de pressão, úlceras de perna, etc.), feridas agudas (queimaduras de primeiro grau e segundo, abrasões, entre várias), feridas pós-operatória, todas com baixo exsudado.

Código	Descrição	Unidade de venda
01001003	ASKINA BIOFILM TRANSPARENTE 10X10CM	CX. 10
F72092	ASKINA BIOFILM TRANSPARENTE 20X20CM	CX. 5
F72091	ASKINA BIOFILM TRANSPARENTE 15X15CM	CX. 5

