

# ASKINA CARBOSORB PENSO CARVÃO ACTIVADO



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Askina Carbosorb é um penso estéril e maleável com uma fina camada absorvente de tecido não tecido e uma camada de tecido de carvão para absorção de bactérias e maus odores, sendo absorvidos por carvão.
- Tem uma capacidade de absorção limitada: pode ser usado individualmente em feridas com baixo exsudado e mau odor, ou em combinação com outros pensos absorventes para feridas com exsudado moderado a elevado e mau odor.
- Pode fixar-se o penso com meias de contenção para feridas nas pernas ou com ligaduras e adesivo.
- Indicações: Gestão de feridas crónicas com exsudado baixo a elevado, em particular quando infectadas e com mau odor. Úlceras de perna venosas. Úlceras de perna arteriais. Úlceras de pressão. Feridas tumorais. Feridas traumáticas ou cirúrgicas infectadas e/ou com mau odor.
- Askina Carbosorb é um penso estéril, usado para conter o odor provocado pelas feridas crónicas.
- Askina Carbosorb deve ser usado no control de feridas com exsudado baixo a elevado, profundas ou superficiais, particularmente quando infectadas e com odor presente.
- Pode ser cortado à medida necessária (deixar 2-3cm de margem em torno da ferida).
- É fino e flexível, podendo ser usado conjuntamente com outros pensos. Sendo assim, pode ser usado

como penso primário ou secundário.

Código	Descrição	Unidade de venda
01001004	PENSO CARVÃO ACTIVADO ASKINA CARBOSORB 10X10CM	CX. 10
01001015	PENSO CARVÃO ACTIVADO ASKINA CARBOSORB 10X20CM	CX. 10