

ASKINA SORB PENSO ALGINATO CÁLCIO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Composto por fibras contendo 85% de alginato de cálcio e 15% de carboximetilcelulose, proporcionando uma ótima absorção e formação de gel, o que permite a remoção do curativo em peça única, após sua saturação. Alta capacidade de absorção de exudato - 28,08g/cm².
- Curativo estéril, impermeável a líquidos e bactérias, e permeável a trocas gasosas.
- Absorção Vertical, evita maceração da margem da ferida e aumenta a capacidade de absorção em cm².
- Retirado em peça única, transforma-se em gel suave.
- Não adere ao leito da ferida, promove troca sem dor ou trauma.
- Não deixa resíduo no leito da ferida.
- Impermeável a bactérias e líquidos, permeável a troca gasosa.
- Adapta-se perfeitamente aos contornos da ferida, por ser macio e flexível.
- Askina Sorb é recomendado para tratamento de feridas com ou sem infecção, superficiais, profundas, contendo túneis e fístulas com exsudato moderado a alto, tais como: Úlceras por pressão; Úlceras venosas e arteriais; Úlceras de pé diabético; Áreas doadoras de enxerto; Feridas causadas por trauma; Lesões dérmicas
- Contra-indicação: Não utilizar em implantes cirúrgicos ou queimaduras de terceiro grau; Não utilizar simultaneamente com agentes tópicos, tais como anti-sépticos e antibióticos; Askina Sorb possui poucos

benefícios quando aplicado a feridas secas ou necróticas.

Código	Descrição	Unidade de venda
01001008	ASKINA SORB 10X10CM	CX. 15
01001009	ASKINA SORB 6X6CM	CX. 15
2102S	ASKINA SORB 15X15CM	CX. 10
2105S	ASKINA SORB TIRA 2,7X34CM	CX. 10