

# ASKINA HYDRO PENSO HIDROCOLOIDE



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Askina Hydro é uma nova geração de hidrocolóides, que contem Psyllium Husk, Carboximetilcelulose, Camada de Poliuretano. Particularmente, possui forte capacidade de absorção e estrutura altamente coesa, sua composição proporciona tais características. Capaz de absorver exsudado da ferida, formando um gel e favorecendo a formação de um ambiente húmido ideal para cicatrização. Penso estéril, autoadesivo, impermeável a bactérias e líquidos e permeável à troca gasosa.
- Alta capacidade de absorção.
- Alta capacidade de troca gasosa.
- Redução de odor.
- Risco de escorrimento extremamente baixo.
- Não deixa resíduo no leito da ferida, removido em peça única.
- Camada externa de poliuretano proporciona melhor posicionamento da cobertura no leito da ferida e protege terminações nervosas e proeminências ósseas.
- Recomendado para gerenciamento de feridas com perda de tecido total ou parcial, de grau I-IV, não infectadas.
- Contra-indicação: Úlceras causadas por infecções crónicas (tuberculose, infecções micóticas profundas, sífilis); Arteriopatia estágio IV; Mordidas e queimaduras de 3º grau; Feridas que apresentem sinais clínicos de infecção (temperatura, pus, sinais inflamatórios), devem ser tratadas sob controle médico

antes da utilização de Askina Hydro.

Código	Descrição	Unidade de venda
01001012	ASKINA HYDRO 10X10 CM	CX. 10
F72044	ASKINA HYDRO 15X15 CM	CX. 5
F72046	ASKINA HYDRO 20X20 CM	CX. 5