

## MEPORE PRO PENSO IMPERMEÁVEL



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- A barreira contra o duche, vírus e bactérias (micróbios com dimensões superiores a 25 nm) protege o seu paciente. Mepore Pro proporciona baixa fricção à roupa da cama e vestuário e apresenta qualidades de absorção ótimas. Com um papel protetor fácil de retirar, Mepore Pro permite uma aplicação fácil e assética.
- Aderente otimizado fixa o penso e assegura uma remoção suave.
- Barreira contra duche, vírus e bactérias (micróbios com dimensões superiores a 25 nm).
- Aplicação fácil e assética.
- Baixa fricção com a roupa da cama e vestuário, com capacidade de absorção suficiente.
- Use Mepore Pro no tratamento de feridas com exsudado reduzido a moderado, tais como feridas cirúrgicas, cortes e abrasões.
- Mepore Pro não deve ser aplicado em pacientes sensíveis a adesivo acrílico.
- Quando aplicado sobre articulações, certifique-se de que não interfere na flexibilidade.
- Adesivo poliacrilato aquoso Almofada para a ferida fabricada em viscose, com camada de contacto com a

ferida de baixa aderência.

- A película permeável ao vapor constitui uma barreira à prova de duche.
- Protege contra a entrada de fluidos e contaminação bacteriana (micróbios com dimensões superiores a 25 nm).

Código	Descrição	Unidade de venda
01002006	PENSO IMPERMEÁVEL MEPORE PRO 6X7 CM	CX. 60