

# ADESIVO MICROPERFURADO OMNIFILM



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Adesivo hipoalergénico em película plástica porosa, com cola de poliacrilato.
- Permeável ao ar e ao vapor, impermeável à sujidade, resistente à água e com boa aderência.
- É removido sem dor e sem deixar marcas.
- Fácil de cortar.
- Radiotransparente.
- Adesivo de cobertura e retenção.
- Fixação transparente para sondas, cânulas, etc.
- Para pele sensível.

Código	Descrição	Unidade de venda
03046000	ADESIVO MICROPERFURADO OMNIFILM 5 M X2,5 CM	CX. 1
03046001	ADESIVO MICROPERFURADO OMNIFILM 9,2 M X1,25 CM	CX.1
03046002	ADESIVO MICROPERFURADO OMNIFILM 9,2 M X 2,5 CM	CX. 1
03046022	ADESIVO MICROPERFURADO OMNIFILM 5 M X1,25 CM	CX. 1
03046023	ADESIVO MICROPERFURADO OMNIFILM 5 M X 5 CM	CX. 1
03046025	ADESIVO MICROPERFURADO OMNIFILM 9,2 M X 5 CM	CX. 1

FACTORMED  
Produtos Médicos & Hospitalares