

ADESIVO MICROPERFURADO OMNIFILM



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Adesivo hipoalergénico em película plástica porosa, com cola de poliacrilato.
- Permeável ao ar e ao vapor, impermeável à sujidade, resistente à água e com boa aderência.
- É removido sem dor e sem deixar marcas.
- Fácil de cortar.
- Radiotransparente.
- Adesivo de cobertura e retenção.
- Fixação transparente para sondas, cânulas, etc.
- Para pele sensível.

| Código | Descrição | Unidade de venda |
|----------|--|------------------|
| 03046000 | ADESIVO MICROPERFURADO OMNIFILM 5 M X2,5 CM | CX. 1 |
| 03046001 | ADESIVO MICROPERFURADO OMNIFILM 9,2 M X1,25 CM | CX.1 |
| 03046002 | ADESIVO MICROPERFURADO OMNIFILM 9,2 M X 2,5 CM | CX. 1 |
| 03046022 | ADESIVO MICROPERFURADO OMNIFILM 5 M X1,25 CM | CX. 1 |
| 03046023 | ADESIVO MICROPERFURADO OMNIFILM 5 M X 5 CM | CX. 1 |
| 03046025 | ADESIVO MICROPERFURADO OMNIFILM 9,2 M X 5 CM | CX. 1 |

FACTORMED
Produtos Médicos & Hospitalares