

# TIELLE PLUS PENSO ESPUMA DE HIDROPOLÍMERO



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Tielle Plus é uma espuma de hidropolímero com borda adesiva e tecnologia LiquaLock para feridas com moderado a alto nível de exsudado.
- Tielle Plus ajuda a manter um ambiente húmido para a cicatrização da ferida através da combinação de absorção e transmissão de vapor e humidade. O hidropolímero com a tecnologia LiquaLock: É expansível e moldável para se conformar ao leito da ferida e garante a retenção do exsudado, minimizando o risco de vazamento e maceração.
- Tielle Plus contribui para uma diminuição de: Maceração, Escoriações, Vazamentos, Trocas de penso, Reações cutâneas (referente aos bordos adesivos).
- O adesivo permite: Reposicionamento, quando necessário, durante a aplicação inicial. Flexibilidade da cobertura, para se adequar a áreas de difícil aplicação.
- Tielle Plus pode ser usado em feridas com moderado a alto nível de exsudado, de espessura parcial ou total, incluindo: Úlceras por pressão; Úlceras em membros inferiores (ex: venosa, arterial e etiologia mista); Úlceras diabéticas; Áreas doadoras.

Código

Descrição

Unidade de venda

