

AQUACEL EXTRA PENSO HIDROFIBRA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Aquacel extra é um penso de hidrofibra, absorvente, estéril, macio, não entrelaçado, composto por fibras de carboximetilcelulose sódica e e fibras de reforço. Aquacel extra é composto por duas camadas de Tecnologia hidrofibra costurados juntos. É nove vezes mais forte e tem uma maior capacidade de absorção de 39% em comparação com o Aquacel inicial.
- Aquacel extra é especificamente adequado para ajudar a gerir feridas moderadamente a altamente exsudativas e possui as mesmas indicações que o Aquacel original. Indicações: Abrasões, lacerações, queimaduras superficiais e de 2º grau, úlceras, feridas crónicas, infectadas e traumáticas.
- Aquacel extra é um penso primário versátil que incorpora a ação gelificante única da tecnologia hidrofibra para a gestão de feridas exsudativas, construído com fibras de reforço bidimensionais que são costuradas. Enquanto feita a partir do mesmo material de base que é utilizada para fabricar Tecnologia hidrofibra, as fibras gelificadam em contacto com o fluido, de modo que eles mantêm a sua integridade e tornar-se englobados pelo gel, proporcionando resistência adicional e auxiliar a fácil remoção. Curativo de fácil manipulação e altamente absorvente. Facilita a cicatrização da ferida. Fácil remoção.
- Os pensos com Tecnologia hidrofibra em contacto com o fluido gelificam, fornecendo benefícios substanciais de tratamento de feridas. Esta ação de gelificação única permite aos pensos bloquear os exsudados e seus componentes nocivos, contorno de perto ao leito da ferida, em resposta às mudanças nas condições da ferida.

Código	Descrição	Unidade de venda
01101017	PENSO AQUACEL EXTRA 5X5 CM	CX. 10
01101013	PENSO AQUACEL EXTRA 10X10 CM	CX. 10
01101018	PENSO AQUACEL EXTRA 15X15 CM	CX. 5