

VARIHESIVE EXTRA FINO PENSO HIDROCOLOIDE



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Varihesive Extra Fino é um penso hidrocolóide para tratamento local de úlceras de pressão e casculares ligeiramente exsudativas.
- Consiste de uma camada interna de hidrocolóide (em contacto com a lesão) contida dentro de uma matriz polimérica adesiva.
- O penso proporciona um ambiente húmido para a ferida que promove a cura, facilitando o desbridamento autolítico, facilitando a migração das células epiteliais, e permitindo a remoção do penso não traumática, sem danificar o tecido recém formado.
- A camada adesiva contém polímeros elastoméricos que aumentam a capacidade do penso para tratar a drenagem de feridas através da formação de um gel coesivo.
- Varihesive Extra Fino é um penso que a sua composição e de criação, é particularmente adequado para o tratamento de lesões cutâneas exsudativas ligeiramente. É indicado para úlceras de pressão e úlceras vasculares.
- Seu uso é contra-indicado em pacientes com sensibilidade conhecida produto ou de seus componentes.
- Disponível em vários tamanhos.

Código	Descrição	Unidade de venda
01101004	VARIHESIVE EXTRA FINO 7,5X7,5 CM	CX. 10
01101005	VARIHESIVE EXTRA FINO 10X10 CM	CX. 10
01101006	VARIHESIVE EXTRA FINO 15X15 CM	CX. 10