

CARBOFLEX PENSO CARVÃO ACTIVADO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Carboflex é um penso estéril, não-adesivo indicado para feridas superficiais ou como um penso secundário sobre um enchimento de feridas para feridas mais profundas. É um penso de cinco camadas projetado especificamente para resolver os problemas de gestão associados com feridas com mau cheiro.
- CarboFlex é um curativo para controle de odor, estéril, não adesivo, composto por camadas várias camadas: Filme de revestimento: envolve a camada de carvão ativado e a camada resistente à água. Camada resistente à água: evita que o carvão encharque e perca a capacidade de controlar o odor. Camada de carvão ativado: dupla lâmina de tecido macio com grande superfície de do odor. Camada formadora de gel: composta por alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica, promove alta absorção do exsudato da lesão, com manutenção da humidade.
- Controlo do mau cheiro frequente em feridas agudas ou crónicas.

Código	Descrição	Unidade de venda
01101012	CARBOFLEX PENSO 15X20 CM	CX. 5
01101021	CARBOFLEX PENSO 10X10 CM	CX. 10