

HYDROCOLL PENSO HIDROCOLÓIDE



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Hydrocoll é um penso hidrolóide absorvente autoadesivo com a camada de cobertura semipermeável, mas impermeável para organismos e água. O hidrolóide transforma-se em gel quando entra em contato com o exsudado da ferida, formando um ambiente húmido que estimula o efeito da granulação e epitelização. Disponível em 5 diferentes tamanhos para cada necessidade.
- Para o tratamento húmido de feridas clinicamente não infectadas, feridas com exsudado leve a moderado, especialmente em feridas com tendência a um tratamento precário e com longa duração para a formação da granulação, por exemplo, úlceras na perna ou decóbitos; para queimaduras de grau 2; Hydrocoll sacral é usado em caso de úlcera decóbita na região sacral, Hydrocoll concave é usado em cotovelos ou calcanhar.
- Contra-indicações: Ferimentos com muito exsudativas; feridas infectadas; não utilizar directamente sobre o osso ou tendão; queimaduras muito extensas.

Código	Descrição	Unidade de venda
01046001	PENSO HYDROCOLL 10X10 CM	CX. 10
01046002	PENSO HYDROCOLL 7,5X7,5 CM	CX. 10