

# LEUKOSAN STRIP TIRAS ADESIVAS

## FIXAÇÃO



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Leukosan strip é feito de tecido não tecido em poliéster/poliamida, cor de pele, coberto por um adesivo acrílico sensível à pressão exercida.
- Leukosan strip tem bordos arredondados, é flexível e extensível, com alta porosidade e permeabilidade à água e ao ar e boa aderência à pele.
- Leukosan strip é uma fita adesiva para fechar feridas, utilizado em alternativa à sutura com fios, ou à cirurgia específica para fechar feridas acidentais e incisões de bisturi, fazendo aderir o adesivo à pele e unindo os bordos da ferida.

Código	Descrição	Unidade de venda
01254021	LEUKOSAN STRIP SUTURA CUTÂNEA 6X75 MM	CX.150
01254020	LEUKOSAN STRIP SUTURA CUTÂNEA 3X76 MM	CX. 250
01254014	LEUKOSAN STRIP SUTURA CUTÂNEA 6X38 MM	CX. 300
01254023	LEUKOSAN STRIP SUTURA CUTÂNEA 12X100 MM	CX. 300
01254022	LEUKOSAN STRIP SUTURA CUTÂNEA 6X100 MM	CX. 500

FACTORMED  
Produtos Médicos & Hospitalares