

PENSO HYDROCOLL FINO HIDROCOLOIDE



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Hydrocoll é um penso hidrocólóide absorvente autoadesivo com a camada de cobertura semipermeável, mas impermeável para organismos e água. O hidrocólóide transforma-se em gel quando entra em contato com o exsudado da ferida, formando um ambiente húmido que estimula o efeito da granulação e epitelização. Disponível em 5 diferentes tamanhos para cada necessidade.
- O penso hidrocólóide fino com baixa capacidade de absorção é usado preferencialmente durante o processo a fase de epitelização.
- Para o tratamento húmido de feridas clinicamente não infectadas, feridas com exsudado leve a moderado, especialmente em feridas com tendência a um tratamento precário e co longa duração para a formação da granulação, por exemplo, úlceras na perna ou decóbitos; para queimaduras de grau 2; Hydrocoll sacral é usado em caso de úlcera decóbita na região sacral, Hydrocoll concave é usado em cotovelos ou calcanhar.

Código	Descrição	Unidade de venda
01046031	PENSO HYDROCOLL FINO 7,5X7,5 CM	CX. 10
01046032	PENSO HYDROCOLL FINO 10X10 CM	CX. 10