

# HYDROCLEAN PENSO DE POLIACRILATO



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Penso superabsorvente que, em combinação com a solução de Ringer cria um ambiente húmido na ferida até 24 horas – na versão plus até 3 dias; remove necroses e absorve o exsudado da ferida, acelerando assim o seu processo de limpeza; a cobertura hidrofóbica impede que o penso cole à ferida; pode ser removido sem irritar a ferida; os pensos estão disponíveis em diferentes apresentações: prontos a usar e pré-ativados – a versão plus com uma substância adicional antibacteriana – ou para auto-ativação com a solução.
- Para o tratamento húmido interativo, especialmente para limpeza da ferida e quando é necessário um apoio para o condicionamento da ferida, por exemplo, em feridas com dificuldades de cicatrização e muito exsudativas, em feridas infeccionadas ou feridas crónicas, em pacientes com úlceras de decúbito e úlceras de perna. Para uma aplicação simples, estão disponíveis os pensos Hydroclean e Hydroclean plus, prontos a usar. Para a cobertura de ferimentos profundos é recomendada a versão cavity.

**Código**

**Descrição**

**Unidade de venda**

|             |                                   |        |
|-------------|-----------------------------------|--------|
| 6095910 (H) | HYDROCLEAN PLUS Ø 5,5 CM DIAMETRO | CX. 10 |
| 6093030 (H) | HYDROCLEAN Ø 4 CM DIAMETRO        | CX. 10 |
| 6095930 (H) | HYDROCLEAN PLUS 7,5x7,5 CM        | CX. 10 |
| 6095940 (H) | HYDROCLEAN PLUS 10X10 CM          | CX. 10 |
| 6093040 (H) | HYDROCLEAN Ø 5,5 CM DIAMETRO      | CX. 10 |
| 6093050 (H) | HYDROCLEAN 4X7 CM OVAL            | CX. 10 |
| 6093060 (H) | HYDROCLEAN 7,5x7,5 CM             | CX. 10 |
| 6093070 (H) | HYDROCLEAN 10X10 CM               | CX. 10 |