

SORBALGON PENSO DE ALGINATO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Sorbalgon é feito de fibras de polisorbato e alginato de cálcio que forma um gel hidrofílico não aderente em contanto com o sal de sódio que se encontra no sangue e no exsudado da ferida. A capacidade de formação do gel promove o processo de cura da ferida.
- Gel com propriedades hemostáticas para feridas sangrantes, preenche a cavidade da ferida e cria condições favoráveis à cicatrização, retirando bactérias da ferida e mantendo-as dentro do gel. Devido às propriedades físicas e químicas, a compressa tem um elevado poder de absorção o que é muito importante para o tratamento de feridas de médio a alto grau exsudativo. Adapta-se muito bem aos contornos e formas mesmo difíceis de algumas feridas. Pode sob vigilância permanecer na ferida alguns dias e deve ser mudado quando estiver completamente transformado em gel.
- Indicado para o tratamento de feridas externas de todos os tipos, sendo especialmente adequado para o tratamento de feridas com sangue e exsudado, as propriedades de formação do gel favorecem o processo de cicatrização da ferida, p.ex. nas úlceras de origem venosa, escaras, abscessos, furúnculos, queimaduras, feridas de difícil cicatrização causadas por acidente ou cirurgia de tumores.
- No caso de feridas profundas ou locas a compressa de alginato de cálcio pode ser utilizada como tampão em locais difíceis de aceder. Através da absorção do exsudado da ferida, o penso transforma-se rapidamente num gel que assegura o contacto com o leito da ferida.
- Os pensos estéreis em forma de compressa, estão disponíveis em diferentes tamanhos para necessidades básicas e uso económico e disponível na forma de tampões em fitas, 30 cm de

comprimento, especialmente para passagem de fistula estreita e pontos de canais.

Código	Descrição	Unidade de venda
01046037	PENSO ALGINATO CÁLCIO SORBALGON 5X5 CM	CX. 10
01046017	PENSO ALGINATO CÁLCIO SORBALGON 10X10 CM	CX. 10
01046042	PENSO ALGINATO CÁLCIO SORBALGON 10X20 CM	CX. 5
9995901 (H)	PENSO ALGINATO CÁLCIO SORBALGON T 1G/30 CM EM TIRA	CX. 3
01046065	PENSO ALGINATO CÁLCIO SORBALGON T 2G/30 CM EM TIRA	CX. 5