

# GRASSOLIND COMPRESSA GAZE COM VASELINA



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Compressa neutra impregnada em gaze, permeável ao ar e ao exsudado; impregnado com massa de pomada neutra; a espessa camada de pomada não sai mesmo em casos de feridas bastante exsudativas; pode ser facilmente cortado no tamanho desejado; eficaz mesmo durante o uso prolongado, não provocam irritações ou alergias.
- O unguento contém: Vaselina branca, ácido éster de diglicerol de ácidos gordos, carbonato e dicarbonato, cera sintética.
- Para o tratamento geral de feridas; especialmente para manter a superfície e margens da ferida macias e flexíveis, por exemplo, para abrasões ou lacerações extensas, bem como em casos de queimaduras e escaldões, para utilização em cirurgia plástica e cosmética, em extrações de unhas, cirurgias de fimose, etc.; para cobrir zonas de pele dadoras de transplantes de pele e para a fixação de enxertos de pele; também adequado para tratamentos dermatológicos em pacientes com pele sensível ou sensíveis a determinados medicamentos.
- Compressa de gaze impregnada com pomada neutra.

Código	Descrição	Unidade de venda
01046038	PENSO GRASSOLIND 7,5X10 CM	CX. 10

01046039	PENSO GRASSOLIND 10X10 CM	CX. 10
01046044	PENSO GRASSOLIND 10X20 CM	CX. 30
4993102 (H)	PENSO GRASSOLIND 5X5 CM	CX. 10