

PENSO HYDROFILM PLUS



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Penso de película transparente com almofada absorvente.
- Penso autoadesivo transparente com núcleo absorvente que não adere à ferida; com película de poliuretano semi-permeável, que é impermeável a germes e à prova de água; a película transparente possibilita a observação da ferida e da absorção do exsudado pelo núcleo absorvente; com adesivo hipoalergénico, que pode ser removido sem irritar a pele.
- Destina-se ao tratamento estéril pós-operatório de feridas ligeiramente exsudativas e à cobertura de feridas cirúrgicas.
- Adapta-se aos contornos do corpo.
- Hydrofilm Plus inclui, uma almofada antiaderente absorvente.
- Protege confortavelmente a pele por mais tempo.
- Permite a avaliação da ferida e tomar banho sem a remoção do curativo.
- Ajuste seguro e confiável.
- Hydrofilm não deve ser usado como penso primário em infectadas, feridas com sangramento ou fortemente exsudativas.
- Hydrofilm é para ser utilizado como um penso de pós-operatório e principal para proteger contra a infecção secundária e para cobrir feridas não exsudativas

- Hydrofilm também é ideal para utilização como um penso secundário para a fixação do cateter ou cânula, ou como um penso secundário para cobrir alginatos primárias de cálcio.
- Hydrofilm Plus é indicada para feridas de exsudação moderadas incluindo pequenos cortes, queimaduras e arranhões a moderada.

Código	Descrição	Unidade de venda
01046050	PENSO HYDROFILM PLUS COM COMPRESSA 9X10 CM	CX. 50
01046034	PENSO HYDROFILM PLUS COM COMPRESSA 9X15 CM	CX. 25
01046062	PENSO HYDROFILM PLUS COM COMPRESSA 5X7,2 CM	CX. 50
01046063	PENSO HYDROFILM PLUS COM COMPRESSA 10X12 CM	CX. 25
01046061	PENSO HYDROFILM PLUS COM COMPRESSA 10X20 CM	CX. 25
6857790 (H)	PENSO HYDROFILM PLUS COM COMPRESSA 10X25 CM	CX. 25
6857800 (H)	PENSO HYDROFILM PLUS COM COMPRESSA 10X35 CM	CX. 25