

HYDROTUL PENSO HIDROATIVO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- O penso impregnado com hidrocolóide para o tratamento húmido de feridas.
- Penso impregnado hidroativo em tule de poliamida hidrofóbica, impregnada com massa hidroativa que se transforma em emulsão de água em óleo ao absorver o exsudado da ferida; além disso, as partículas de hidrocolóides inseridas na pomada que absorve e armazena a humidade da ferida e forma, juntamente com a emulsão, um gel contendo triglicerídeos, que promove um ambiente húmido ótimo e mantém simultaneamente as margens da ferida macias e flexíveis; permeável ao exsudado, particularmente macio e de fácil aplicação, pode ser facilmente destacado e não cola à ferida. O unguento contém uma mistura de ésteres de ácidos gordos vegetais ou naturais, di- e triglicerídeos, vaselina e emulsionantes.
- Para o tratamento de feridas superficiais, agudas e crónicas de alguns tipos; especialmente durante a fase de granulação e epitelização se o tratamento hidroativo for desejado e se as margens da ferida necessitam de cuidados especiais.

Código	Descrição	Unidade de venda
01046048	PENSO IMPREGNADO HIDROACTIVO HYDROTUL 5X5 CM	CX. 10
01046049	PENSO IMPREGNADO HIDROACTIVO HYDROTUL 10X12 CM	CX. 10
4995841 (H)	PENSO IMPREGNADO HIDROACTIVO HYDROTUL 15X20 CM	CX. 10
4995851 (H)	PENSO IMPREGNADO HIDROACTIVO HYDROTUL 10X12 CM	CX. 50

FACTORMED
Produtos Médicos & Hospitalares