

HYDROTUL PENSO HIDROATIVO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- O penso impregnado com hidrocolóide para o tratamento húmido de feridas.
- Penso impregnado hidroativo em tule de poliamida hidrofóbica, impregnada com massa hidroativa que se transforma em emulsão de água em óleo ao absorver o exsudado da ferida; além disso, as partículas de hidrocolóides inseridas na pomada que absorve e armazena a humidade da ferida e forma, juntamente com a emulsão, um gel contendo triglicerídeos, que promove um ambiente húmido ótimo e mantém simultaneamente as margens da ferida macias e flexíveis; permeável ao exsudado, particularmente macio e de fácil aplicação, pode ser facilmente destacado e não cola à ferida. O unguento contém uma mistura de ésteres de ácidos gordos vegetais ou naturais, di- e triglicerídeos, vaselina e emulsionantes.
- Para o tratamento de feridas superficiais, agudas e crónicas de alguns tipos; especialmente durante a fase de granulação e epitelização se o tratamento hidroativo for desejado e se as margens da ferida necessitam de cuidados especiais.

| Código | Descrição | Unidade de venda |
|-------------|--|------------------|
| 01046048 | PENSO IMPREGNADO HIDROACTIVO HYDROTUL 5X5 CM | CX. 10 |
| 01046049 | PENSO IMPREGNADO HIDROACTIVO HYDROTUL 10X12 CM | CX. 10 |
| 4995841 (H) | PENSO IMPREGNADO HIDROACTIVO HYDROTUL 15X20 CM | CX. 10 |
| 4995851 (H) | PENSO IMPREGNADO HIDROACTIVO HYDROTUL 10X12 CM | CX. 50 |

FACTORMED
Produtos Médicos & Hospitalares