

PENSOS RÁPIDOS TIRITAS



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Uma gama completa de pensos para máximo conforto em todas as aplicações.
- Para o tratamento de pequenas feridas, adequado para peles sensíveis. Antes do uso verificar se a pele está limpa e seca.
- As Tiritas estão disponíveis em diferentes formatos:

Tiritas Detectables - Pensos rápidos em película de polietileno repelente à água e à sujidade, com adesivo sintético e núcleo absorvente; de cor azul para fácil deteção. Para o tratamento rápido de pequenas feridas. Especialmente indicados para uma fácil deteção visual e eletromagnética na indústria.

Tiritas Plastic - Em material de polietileno e perfurados para facilitar a transpiração. Resistentes à água e à sujidade. Disponíveis em vários formatos.

Código	Descrição	Unidade de venda
01046003	PENSO RÁPIDO TIRITAS 4X1,6 CM	CX. 250
01046004	PENSO RÁPIDO TIRITAS PLASTIC 7X2 CM	CX. 250
01046009	PENSO RÁPIDO REDONDO TIRITAS PLASTIC DIAMETRO 2,2 CM	CX. 1000
01046015	PENSO RÁPIDO TIRITAS PLASTIC SORTIDOS	CX. 20
01046051	PENSO RÁPIDO AZUL DETECTÁVEL 1,9X7,2 CM	CX. 100