

## PERMAFOAM PENSO ESPUMA



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Penso de espuma com estrutura especial em espuma hidrófila.
- Penso de espuma com camada superior em poliuretano permeável ao vapor de água; forte efeito capilar da estrutura hidrófila de poros especial que promove o rápido transporte do exsudado da ferida e assegura um ambiente húmido equilibrado; germes e resíduos celulares são retidos em segurança, mesmo sob compressão; suave e agradável, com boas propriedades de almofadamento; disponível em diferentes tamanhos e formatos.
- Para o tratamento de feridas clinicamente não infetadas, feridas com exsudato moderado a elevado na fase de limpeza e granulação; especialmente para feridas problemáticas crónicas, como úlceras na perna ou decúbito; particularmente adequado para o tratamento de úlceras venosas em combinação com o tratamento de compressão; para o tratamento de queimaduras de segundo grau; para feridas profundas ou áreas com dificuldade de tratamento onde pensos com formatos especiais são utilizados.
- Em tamanhos diferentes para necessidades individuais.
- PermaFoam comfort - PermaFoam possui bordos de película adesiva hipoalergénica em volta do penso para uma fixação segura e impermeável aos germes.
- PermaFoam sacral - O formato específico é adequado para o tratamento na região sacral; com película adesiva hipoalergénica nos bordos do penso para uma fixação segura. PermaFoam concave - Para o tratamento em calcanhares, joelhos e cotovelos; o formato especial possui nos bordos película adesiva hipoalergénica, é fácil de usar e oferece uma adesão segura.

Código	Descrição	Unidade de venda
01046029	PENSO PERMAFOAM 10X10 CM	CX. 10
01046054	PENSO PERMAFOAM 20X20 CM	CX. 3
4094125 (H)	PENSO PERMAFOAM COMFORT COM ADESIVO 15x15 CM	CX. 5
01046052	PENSO PERMAFOAM TRAQUEOSTOMIA 8X8 CM	CX. 10
01046035	PENSO PERMAFOAM SACRAL 18X18 CM	CX. 3
4094035 (H)	PENSO PERMAFOAM 10X20 CM	CX. 5
4094055 (H)	PENSO PERMAFOAM 15X15 CM	CX. 5
01046016	PENSO PERMAFOAM COMFORT COM ADESIVO 11x11 CM	CX. 10
4094105 (H)	PENSO PERMAFOAM COMFORT COM ADESIVO 10x20 CM	CX. 5
4094135 (H)	PENSO PERMAFOAM COMFORT COM ADESIVO 20x20 CM	CX. 3
094235 (H)	PENSO PERMAFOAM SACRAL 22X22 CM	CX. 3
4094245 (H)	PENSO PERMAFOAM CONCAVE 16,5x18 CM	CX. 3
4094255 (H)	PENSO PERMAFOAM CAVITY 10X10 CM	CX. 3
1046052	PENSO PERMAFOAM TRAQUEOSTOMIA 8x8 CM	CX. 10