

# ATRAUMAN PENSO COM PRATA



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Compressa de prata com propriedades antibacterianas.
- Compressa de prata impregnada, em tule de poliamida hidrofóbica, com fibras revestidas com prata; efeito antibacteriano contra bactérias gram-positivas e negativas quando entram em contato direto com o penso; impregnada com pomada neutra sem aditivos de vaselina ou parafina; permeável ao exsudado, particularmente suave; constitui uma boa cobertura, sem aderir à ferida; eficaz mesmo durante uso mais prolongado; não é sensibilizante nem alergizante; efeito antibacteriano durante pelo menos 7 dias.
- A pomada contém: Mistura de ésteres de ácidos gordos naturais ou vegetais, di - e triglicerídeos, Macrogol 2000.
- Para o tratamento de feridas superficiais, agudas e crónicas; para aplicação complementar no tratamento de feridas infetadas ou feridas contaminadas por bactérias.

Código	Descrição	Unidade de venda
01046018	PENSO IMPREGNADO COM PRATA ATRAUMAN 5X5 CM	CX. 10
01046019	PENSO IMPREGNADO COM PRATA ATRAUMAN 10X10 CM	CX. 10
4995369 (H)	PENSO IMPREGNADO COM PRATA ATRAUMAN 10X20 CM	CX. 30