

# PENSO PÓS-OPERATÓRIO COSMOPOR



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Penso adesivo estéril para proteção fiável da ferida.
- Penso para feridas, estéril, autoadesivo, em tecido não tecido suave, com núcleo absorvente coberto com camada porosa não aderente; revestido com um adesivo sintético à base de borracha com boa tolerância cutânea.
- Para o tratamento de feridas pós-operatórias e cobertura estéril de pequenas feridas, por exemplo em primeiros socorros.

Código	Descrição	Unidade de venda
01046033	PENSO PÓS-OPERATÓRIO COSMOPOR E 6X10 CM	CX. 25
01046040	PENSO PÓS-OPERATÓRIO COSMOPOR E 6X15 CM	CX. 25
01046041	PENSO PÓS-OPERATÓRIO COSMOPOR E 10X35 CM	CX. 25
01046025	PENSO PÓS-OPERATÓRIO COSMOPOR E 8X10 CM	CX. 25
01046026	PENSO PÓS-OPERATÓRIO COSMOPOR E 8X15 CM	CX. 25
01046027	PENSO PÓS-OPERATÓRIO COSMOPOR E 8X20 CM	CX. 25
01046014	PENSO PÓS-OPERATÓRIO COSMOPOR E 7,2X5 CM	CX. 50
01046000	PENSO PÓS-OPERATÓRIO COSMOPOR E 10X20 CM	CX. 25

