

PENSO COSMOPORE STRIP



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Penso de tecido não tecido em banda.
- Tira adesiva em tecido não tecido revestido com um adesivo sintético hipoalergénico com base em borracha sintética. O adesivo tem uma cobertura que lhe permite uma excelente transição de vapor e humidade. No centro da superfície do adesivo encontra-se uma compressa contínua com uma película anti-aderente (não adere à ferida).
- Para o tratamento de pequenas feridas, particularmente nas articulações e em partes cónicas do corpo; para pacientes com pele sensível ou em áreas especialmente sensíveis do corpo. A pele deve estar seca e limpa antes da aplicação.

Código	Descrição	Unidade de venda
01046005	PENSO COSMOPORE STRIP 5 CM X4 M	CX. 1
01046006	PENSO COSMOPORE STRIP 10X4 CM	CX. 10
01046007	PENSO COSMOPORE STRIP 10X8 CM	CX. 10